

Produktname: CAP2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe02821**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
Molekulargewicht	Calculated MW: 53 kDa; Observed MW: 53 kDa

Antigen-Informationen

Genname	CAP2
Alternative Namen	CAP 2; Adenylyl cyclase-associated protein 2
Gen-ID	10486
SwissProt ID	P40123
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des menschlichen CAP2


Hintergrund

Könnte eine regulatorische, bifunktionale Rolle spielen.

Forschungsbereich

Signaltransduktion

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von CAP2 in HeLa- und CHO-K1-Lysaten unter Verwendung eines CAP2-Antikörpers.