

**Produktname: MLLT6 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe03090**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Beschreibung</b>  | Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper  |
| <b>Host</b>          | Kaninchen   |
| <b>Anwendung</b>     | WB  |
| <b>Reaktivität</b>   | Menschlich  |
| <b>Konjugation</b>   | Unkonjugiert  |
| <b>Modifikation</b>  | Unverändert   |
| <b>Isotyp</b>        | IgG   |
| <b>Klonalität</b>    | Monoklonal  |
| <b>Form</b>          | Flüssig   |
| <b>Konzentration</b> | 0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.                             |
| <b>Lagerung</b>      | Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.                   |
| <b>Versand</b>       | Eisbeutel   |
| <b>Puffer</b>        | 50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein |
| <b>Aufreinigung</b>  | Affinitätsreinigung   |

**Anwendung**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Verdünnungsverhältnis</b> | WB 1:500-1:1000                              |
| <b>Molekulargewicht</b>      | Calculated MW: 112 kDa; Observed MW: 112 kDa |

**Antigen-Informationen**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Genname</b>           | MLLT6                                   |
| <b>Alternative Namen</b> | AF17                                    |
| <b>Gen-ID</b>            | 4302                                    |
| <b>SwissProt ID</b>      | P55198                                  |
| <b>Immunogen</b>         | Rekombinantes Protein des humanen MLLT6 |

**Hintergrund**


Ermöglicht die Bindung von Histonen und Nukleosomen. Es wird vermutet, dass es an der positiven Regulation der

Transkription durch die RNA-Polymerase II beteiligt ist. Es wird vermutet, dass es vorgelagert oder innerhalb verschiedener Prozesse wirkt, darunter die negative Regulation der Histon-H3-K79-Methylierung, die renale Kaliumausscheidung und die renale Natriumausscheidung. Es wird vermutet, dass es im Zellkern aktiv ist.

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von MLLT6 in HeLa-, A549-, HL-60- und U2OS-Lysaten unter Verwendung eines MLLT6-Antikörpers.