

**Produktname: MYH10 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe03117**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IP
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	0,65 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 229 kDa; Observed MW: 229 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	MYH10
<b>Alternative Namen</b>	NMMHCB; NMMHC-IIB
<b>Gen-ID</b>	4628
<b>SwissProt ID</b>	P35580
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid des humanen Nicht-Muskel-Myosins IIB/MYH10

**Hintergrund**


Zelluläres Myosin, das anscheinend eine Rolle bei der Zytokinese, der Zellform und spezialisierten Funktionen wie Sekretion

und Kappenbildung spielt.


## Forschungsbereich

Signaltransduktion

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von nicht-muskulärem Myosin IIB/MYH10 in 3T3-Lysaten unter Verwendung eines MYH10-Antikörpers.



Western-Blot-Analyse von nicht-muskulärem Myosin IIB/MYH10 in Lysaten von A549, HL-60, U251, U87-MG unter Verwendung eines Antikörpers gegen nicht-muskuläres Myosin IIB/MYH10.