

Produktname: Acetyl-Histon H3 (Lys4) Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe03275**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,ICC/IF
Reaktivität	Mensch, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Acetyliert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,ICC/IF 1:50-1:200
Molekulargewicht	Calculated MW: 15 kDa; Observed MW: 15 kDa

Antigen-Informationen

Genname	H3C1
Alternative Namen	H3K4ac; H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J
Gen-ID	8350
SwissProt ID	P68431
Immunogen	Ein synthetisches acetyliertes Peptid, das den Resten des Zielproteins entspricht

Hintergrund


H3 ist ein Kernbestandteil des Nukleosoms. Nukleosomen wickeln die DNA um und verdichten sie zu Chromatin, wodurch der

Zugang der zellulären Maschinerie zur DNA, die diese als Vorlage benötigt, eingeschränkt wird. Histone spielen daher eine zentrale Rolle bei der Transkriptionsregulation, der DNA-Reparatur, der DNA-Replikation und der chromosomalen Stabilität.


Forschungsbereich

Epigenetik und nukleäre Signalgebung


Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Acetyl-Histon H3 (Lys4) in 3T3-Lysaten unter Verwendung eines Acetyl-Histon H3 (Lys4)-Antikörpers.



Western-Blot-Analyse von Acetyl-Histon H3 (Lys4) in A549- und HL-60-Lysaten unter Verwendung eines Acetyl-Histon H3 (Lys4)-Antikörpers.



Immunzytochemische Analyse von Acetyl-Histon H3 (Lys4) (grün) in HeLa unter Verwendung eines Acetyl-Histon H3 (Lys4)-Antikörpers und DAPI (blau)