

Produktname: CD73 (7F5) Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe08448**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,IF-P
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Kaninchen-IgG in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02 % Konservierungsmittel Typ N und 50 % Glycerin. Kurzfristig bei +4 °C lagern. Langfristig bei -20 °C lagern. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:1000-1:5000,IHC 1:100-1:200,IF-P 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht 63kDa

Antigen-Informationen

Genname	NT5E
Alternative Namen	5' nucleotidase (CD73); 5' nucleotidase precursor; 5' nucleotidase; ecto; 5NTD; CD73; CD73 antigen; E5NT; Ecto 5' nucleotidase; Ecto-5'-nucleotidase; NT5E; NTE;
Gen-ID	4907.0
SwissProt ID	P21589
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen CD73


Hintergrund

Hydrolysiert extrazelluläre Nucleotide zu membrangängigen Nucleosiden. Besitzt AMP-, NAD- und NMN-Nucleosidase-Aktivität.

Forschungsbereich

Herz-Kreislauf-System

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der CD73-Expression im A375-Zelllysat.