

Produktname: GCDFP 15 (8J14) Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe11343**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,FC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Kaninchen-IgG in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02 % Konservierungsmittel Typ N und 50 % Glycerin. Kurzfristig bei +4 °C lagern. Langfristig bei -20 °C lagern. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:100,FC 1:20-1:50

tnis

Molekulargewicht 17kDa

Antigen-Informationen

Genname	PIP
Alternative Namen	BRST2; GCDGP15; gp17; GPIP4; PIP; Prolactin induced protein; SABP; Secretory actin binding protein;
Gen-ID	5304.0
SwissProt ID	P12273
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen GCDFP 15


Hintergrund

Gehört zur PIP-Familie.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der GCDP 15-Expression im T47D-Zelllysat.