

Produktname: LDHA (4H19) Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe13262**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,FC,IF-P
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Kaninchen-IgG in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02 % Konservierungsmittel Typ N und 50 % Glycerin. Kurzfristig bei +4 °C lagern. Langfristig bei -20 °C lagern. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:5000,IHC 1:50-1:200,ICC/IF 1:20-1:50,FC 1:20-1:50,IF-P 1:50-1:200
tnis	
Molekulargewicht	37kDa

Antigen-Informationen

Genname	LDHA
Alternative Namen	LDHA; LDH-M; LDH1; PIG19;
Gen-ID	3939.0
SwissProt ID	P00338
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen Lactatdehydrogenase-Isoenzyms V


Hintergrund

Fermentation; Pyruvatfermentation zu Laktat; (S)-Laktat aus Pyruvat: Schritt 1/1.

Forschungsbereich

Signaltransduktion

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der LDHA-Expression im MCF7-Zelllysat.