

Produktname: Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Mammaglobin A (8R14).

Katalog-Nr.: AMRe13613

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,IF-P
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Kaninchen-IgG in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02 % Konservierungsmittel Typ N und 50 % Glycerin. Kurzfristig bei +4 °C lagern. Langfristig bei -20 °C lagern. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:1000-1:5000,IHC 1:200-1:1000,IF-P 1:200-1:1000

tnis

Molekulargewicht 10kDa

Antigen-Informationen

Genname	SCGB2A2
Alternative Namen	Mammaglobin 1; Mammaglobin-A; MGB1; Scgb2a2; SG2A2; UGB2;
Gen-ID	4250.0
SwissProt ID	Q13296
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen Mammaglobin A


Hintergrund

Gehört zur Secretoglobin-Familie. Lipophilin-Unterfamilie.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der Mammaglobin-A-Expression in humanem Brustkrebslysatz.