

Produktname: MUC5B (5C19) Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe14235**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,FC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Kaninchen-IgG in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02 % Konservierungsmittel Typ N und 50 % Glycerin. Kurzfristig bei +4 °C lagern. Langfristig bei -20 °C lagern. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:1000-1:5000,FC 1:100-1:500

tnis

Molekulargewicht 596kDa

Antigen-Informationen

Genname	MUC5B
Alternative Namen	MG1; MUC5; MUC5B; MUC9; Mucin 5B;
Gen-ID	727897.0
SwissProt ID	Q9HC84
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen MUC5B


Hintergrund

Gelbildendes Mucin, das vermutlich zu den Gleit- und viskoelastischen Eigenschaften von Speichel und Zervixschleim beiträgt.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der MUC5B-Expression im HeLa-Zelllysat.