

**Produktname: TNFSF9 (13Z2) Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe19094**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IP
<b>Reaktivität</b>	Menschlich
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Kaninchen-IgG in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02 % Konservierungsmittel Typ N und 50 % Glycerin. Kurzfristig bei +4 °C lagern. Langfristig bei -20 °C lagern. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

**Verdünnungsverhältnis** WB 1:500-1:2000,IP 1:50-1:100

**tnis**

**Molekulargewicht** 27kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	TNFSF9
<b>Alternative Namen</b>	4 1BB L; 4 1BBL; 4-1BB ligand; 4-1BBL; Cd137l; Cd157l; Ly63l; Tnfsf9; TNLG5A;
<b>Gen-ID</b>	8744.0
<b>SwissProt ID</b>	P41273
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid des humanen TNFSF9


**Hintergrund**

Zytokin, das an TNFRSF9 bindet. Induziert die Proliferation aktivierter T-Zellen im peripheren Blut. Könnte eine Rolle beim aktivierungsinduzierten Zelltod (AICD) spielen. Könnte an den Interaktionen zwischen T-Zellen und B-Zellen/Makrophagen beteiligt sein.

## Forschungsbereich

Zytokin-Zytokin-Rezeptor-Interaktion;

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse der TNFSF9-Expression im HEK293-Zelllysat.