

Produktname: Sall4 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe21253**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,ICC/IF,ELISA,IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG,Kappa
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,3 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	PBS, 50 % Glycerin, 0,05 % Proclin 300, 0,05 % Schutzprotein
Aufreinigung	Protein A

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:2000-1:10000,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000,IP 1:50-1:200
Molekulargewicht	Calculated MW:112kD;Observed MW:165kD

Antigen-Informationen

Genname	SALL4
Alternative Namen	ZNF797
Gen-ID	57167.0
SwissProt ID	Q9UJQ4
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen Sall4

Hintergrund


Zelllokalisierung: Zellkern. Dieses Gen kodiert einen Zinkfinger-Transkriptionsfaktor, der vermutlich eine Rolle bei der Entwicklung der Abduzens-Motoneuronen spielt. Defekte in diesem Gen sind eine Ursache des Duane-Radialstrahl-Syndroms

(DRRS). Alternatives Spleißen führt zu mehreren Transkriptvarianten, die verschiedene Isoformen kodieren. [bereitgestellt von RefSeq, Dez. 2015]

Forschungsbereich

-

Bilddaten



JAR-Gesamtzelllysate wurden mittels 10%iger SDS-PAGE aufgetrennt und die Membran mit dem monoklonalen Kaninchen-Antikörper Sall4 (1:1000) inkubiert. Zum Nachweis des Antikörpers wurde der HRP-konjugierte Ziegen-Anti-Kaninchen-IgG(H+L)-Antikörper verwendet.