

Produktname: Östrogenrezeptor beta Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe83878**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,49 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200
Molekulargewicht	59 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Estrogen Receptor beta
Alternative Namen	ESR2; ESTRB; Estrogen receptor beta; NR3A2;;Estrogen receptor beta
Gen-ID	
SwissProt ID	Q92731
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das vom humanen Östrogenrezeptor beta abgeleitet ist

Hintergrund


Nukleärer Hormonrezeptor. Bindet Östrogene mit einer ähnlichen Affinität wie ESR1/ER-alpha und aktiviert die Expression von

Reportergenen, die Östrogen-Response-Elemente (ERE) enthalten, in einer östrogenabhängigen Weise.


Forschungsbereich

-


Bilddaten




Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Immunohistochemische Analyse von in Paraffin eingebettetem menschlichem Gebärmutterhalskrebs unter Verwendung eines Östrogenrezeptor-beta-Antikörpers.