

Produktname: Ras Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe83897**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,ICC,FC,IP
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,61 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200,FC 1:20-1:100,IP 1:20-1:50
Molekulargewicht	Calculated MW: 21,22 kDa ; Observed MW: 22 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Ras GTPase HRas; GTPase KRas; GTPase NRas; H-Ras-1; H-RASIDX; Ha-Ras; HAMSV; HRAS; K
Alternative Namen	RAS2A; K RAS2B; K RAS4A; K RAS4B; K-RAS; KRAS; N-RAS; N-terminally processed; NRAS; p21ras; RASH1; RASK2;;Ras
Gen-ID	
SwissProt ID	P01111/P01112/P01116
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das von humanem Ras abgeleitet ist


Hintergrund

Ras-Proteine binden GDP/GTP und besitzen eine intrinsische GTPase-Aktivität.


Forschungsbereich

-


Bilddaten



Western-Blot-Analyse der Ras-Expression im SH-SY5Y-Zelllysate.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:1K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:1K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.