

Produktname: SOS1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe83936**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,ICC
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,59 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200
Molekulargewicht	152 kDa

Antigen-Informationen

Genname	SOS1
Alternative Namen	alternate SOS1; GF1; GGF1; GINGF; gingival fibromatosis; HGF; NS4; Sos1;;SOS 1
Gen-ID	
SwissProt ID	Q07889
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das von humanem SOS 1 abgeleitet ist

Hintergrund


Fördert den Austausch von Ras-gebundenem GDP gegen GTP. Reguliert vermutlich durch Förderung der Ras-Aktivierung die

Phosphorylierung der MAP-Kinase MAPK3 als Reaktion auf EGF.


Forschungsbereich

-


Bilddaten



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.