

**Produktname: DDX58 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe83979**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IP
<b>Reaktivität</b>	Menschlich
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

**Verdünnungsverhältnis** WB 1:1000-1:2000,IP 1:20-1:50

**tnis**

**Molekulargewicht** 107 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	DDX58
<b>Alternative Namen</b>	RIG-I-like receptor 1; RLR-1; RLR1; Retinoic acid-inducible gene 1 protein; RIG-1; RIG1; RIG-I; RIGI;;RIGI
<b>Gen-ID</b>	
<b>SwissProt ID</b>	O95786
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid, das von humanem RIGI abgeleitet ist


**Hintergrund**

Angeborener Immunrezeptor, der zytoplasmatische virale Nukleinsäuren erkennt und eine nachgeschaltete Signalkaskade aktiviert, die zur Produktion von Typ-I-Interferonen und proinflammatorischen Zytokinen führt.

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse der DDX58-Expression im Jurkat-Zellysat.