
Produktname: GALT Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84039**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,ICC
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:1000-1:2000,ICC 1:50-1:200

tnis

Molekulargewicht 43 kDa

Antigen-Informationen

Genname	GALT
Alternative Namen	GALT;;GALT
Gen-ID	
SwissProt ID	P07902
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das aus menschlichem GALT gewonnen wurde


Hintergrund

Spielt eine wichtige Rolle im Galaktosestoffwechsel.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der GALT-Expression im K562-Zelllysat.