

Produktname: PRSS2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84164**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:2000
Molekulargewicht	Calculated MW: 26 kDa ; Observed MW: 30 kDa

Antigen-Informationen

Genname	PRSS2
Alternative Namen	Pancreatic anionic trypsinogen; Protease, serine, 2; PRSS2; TRYP8;;Trypsin 2
Gen-ID	
SwissProt ID	P07478
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das von humanem Trypsin 2 abgeleitet ist


Hintergrund

Teil der unlöslichen verhornten Zellhülle (CE) von mehrschichtigen Plattenepithelien.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der PRSS2-Expression im menschlichen Pankreaslysat.