

Produktname: CD52 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84302**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IP
Reaktivität	Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:1000-1:2000,IP 1:20-1:50

tnis

Molekulargewicht 8 kDa

Antigen-Informationen

Genname	CD52
Alternative Namen	CAMPATH 1; CD52; CDw52; He5;;CD52
Gen-ID	
SwissProt ID	Q64389(mouse)(human:P31358)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das von Maus-CD52 abgeleitet ist

Hintergrund


Könnte eine Rolle beim Transport und der Ausrichtung von Kohlenhydraten spielen und darüber hinaus eine spezifischere

Funktion erfüllen.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der CD52-Expression im Milzzellysate der Maus.