

Produktname: Monoaminoxidase A Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84412**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,ICC,FC
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,39 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200,FC 1:20-1:100
Molekulargewicht	60 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Monoamine Oxidase A
Alternative Namen	AOFA; maoA;;MAOA
Gen-ID	
SwissProt ID	P21397
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das von humaner MAOA abgeleitet ist

Hintergrund


Katalysiert die oxidative Desaminierung von biogenen und xenobiotischen Aminen und hat wichtige Funktionen im

Stoffwechsel von neuroaktiven und vasoaktiven Aminen im zentralen Nervensystem und in peripheren Geweben.


Forschungsbereich

-


Bilddaten



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.




Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.

Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Western-Blot-Analyse der Monoaminoxidase-A-Expression im HepG2-Zelllysat.

