

**Produktname: NUP62 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe84503**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB
<b>Reaktivität</b>	Menschlich
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:1000-1:2000
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 53 kDa ; Observed MW: 70 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	NUP62
<b>Alternative Namen</b>	IBSN; MGC841; NUP62; p62; SNDI;;NUP62
<b>Gen-ID</b>	
<b>SwissProt ID</b>	P37198
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid, das vom menschlichen NUP62 abgeleitet ist

**Hintergrund**


Der Kernporenkomplex ist eine Struktur, die sich durch die Kernhülle erstreckt und den Transport von Makromolekülen

zwischen Zytoplasma und Zellkern reguliert. Nukleoporine sind die Hauptbestandteile des Kernporenkomplexes in eukaryotischen Zellen.

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse der NUP62-Expression im Raji-Zelllysat.