

**Produktname: SCGN Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe84509**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IHC,IP
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	0,61 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

**Verdünnungsverhältnis** WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,IP 1:20-1:50

**tnis**

**Molekulargewicht** 32 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	SCGN
<b>Alternative Namen</b>	CALBL; Scgn; SECRET; Secretagogin; SEGN; Setagin;;Secretagogin
<b>Gen-ID</b>	
<b>SwissProt ID</b>	O76038
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid, das von humanem Secretagogin abgeleitet ist

**Hintergrund**


Das kodierte Protein ist ein sezerniertes Calcium-bindendes Protein, das im Zytoplasma vorkommt. Es ist mit Calbindin D-28K

und Calretinin verwandt. Man geht davon aus, dass dieses Protein am KCl-stimulierten Calciumfluss und der Zellproliferation beteiligt ist.


## Forschungsbereich

-


## Bilddaten



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.