

Produktname: SYVN1/HRD1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84525**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,ICC,FC,IP
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,71 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:2000,ICC 1:50-1:200,FC 1:20-1:100,IP 1:20-1:50
Molekulargewicht	Calculated MW: 68 kDa ; Observed MW: 65 kDa

Antigen-Informationen

Genname	SYVN1/HRD1
Alternative Namen	DER3; E3 ubiquitin-protein ligase synoviolin; HRD1; Synovial apoptosis inhibitor 1; Synoviolin 1; Synoviolin 1 isoform b; SYNOVIOLIN; SYVN1;;SYVN1
Gen-ID	
SwissProt ID	Q86TM6
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das vom menschlichen SYVN1 abgeleitet ist


Hintergrund

E3-Ubiquitin-Protein-Ligase, die Ubiquitin spezifisch von der mit dem endoplasmatischen Retikulum assoziierten UBC7-E2-Ligase aufnimmt und auf Substrate überträgt, wodurch deren Abbau gefördert wird.


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Immunpräzipitat-Analyse (IP) mit dem Antikörper in einer Verdünnung von 1:50. (wb in einer Verdünnung von 1:1000)