

Produktname: Pleiotrophin Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84545**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,71 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:2000
Molekulargewicht	Calculated MW: 19 kDa ; Observed MW: 18 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Pleiotrophin
Alternative Namen	HARP; HBBM; HBGAM; HBGF8; HBNF; HBNF1; Heparin binding growth factor 8; NEGF1; Neurite growth promoting factor 1; OSF1; Pleiotrophin; PTN;;PTN
Gen-ID	
SwissProt ID	P21246
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das von humanem PTN abgeleitet ist


Hintergrund

Heparinbindendes mitogenes Protein. Besitzt Neuritenverlängerungsaktivität.


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.