

Produktname: UCHL3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84647**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht 26 kDa

Antigen-Informationen

Genname	UCHL3
Alternative Namen	Ubiquitin thioesterase L3; UCHL3;;UCHL3
Gen-ID	
SwissProt ID	P15374
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das vom humanen UCHL3 abgeleitet ist

Hintergrund


Deubiquitinierungsenzym (DUB), das den zellulären Ubiquitinspiegel durch die Verarbeitung von Ubiquitin-Vorstufen und

ubiquitinierten Proteinen reguliert.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der UCHL3-Expression im K562-Zellysat.