

Produktname: UQCRH Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84721**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht 11 kDa

Antigen-Informationen

Genname	UQCRH
Alternative Namen	QCR6; UQCR8;;UQCRH
Gen-ID	
SwissProt ID	P07919
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das von humanem UQCRH abgeleitet ist

Hintergrund


Bestandteil der Ubichinol-Cytochrom-c-Oxidoreduktase, eines aus mehreren Untereinheiten bestehenden

Transmembrankomplexes, der Teil der mitochondrialen Elektronentransportkette ist und die oxidative Phosphorylierung antreibt.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der UQCRH-Expression im HL60-Zellysate.