

Produktname: Syntaxin16 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84724**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,ICC
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200
Molekulargewicht	37 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Syntaxin16
Alternative Namen	hsyn16; Stx16; Syn16;;Syntaxin 16
Gen-ID	
SwissProt ID	O14662
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das von humanem Syntaxin 16 abgeleitet ist


Hintergrund

SNARE ist am vesikulären Transport von späten Endosomen zum Trans-Golgi-Netzwerk beteiligt.


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der Syntaxin-16-Expression im HeLa-Zelllysat.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:1K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.