

Produktname: Calcipressin 1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84733**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:2000
Molekulargewicht	28 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Calcipressin 1
Alternative Namen	Adapt78; Calcipressin 1; CSP1; DSC1; DSCR1; MCIP1; RCAN1; RCN1;;Calcipressin 1
Gen-ID	
SwissProt ID	P53805
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das von humanem Calcipressin 1 abgeleitet ist

Hintergrund


Hemmt Calcineurin-abhängige Transkriptionsreaktionen durch Bindung an die katalytische Domäne von Calcineurin A. Könnte

bei der Entwicklung des zentralen Nervensystems eine Rolle spielen.


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der Calcipressin-1-Expression im Mausherzzelllysate.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:2K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.