

Produktname: DTYMK Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84787**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF,ICC,FC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200,FC 1:20-1:100
Molekulargewicht	Calculated MW: 24 kDa ; Observed MW: 23 kDa

Antigen-Informationen

Genname	DTYMK
Alternative Namen	CDC8; Dtymk; TMPK; TYMK;;DTYMK
Gen-ID	
SwissProt ID	P23919
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das von humanem DTYMK abgeleitet ist</p>


Hintergrund

Katalysiert die Umwandlung von dTMP in dTDP.


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der DTYMK-Expression im HeLa-Zelllysät.



Alle Ansätze verwenden den Antikörper in einer Verdünnung von 1:1K für 1 Stunde bei Raumtemperatur.