

Produktname: PEX11B Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84820**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht Calculated MW: 28 kDa ; Observed MW: 25 kDa

Antigen-Informationen

Genname	PEX11B
Alternative Namen	Peroxin 11B; PEX11 beta; PEX11B; Pex11p beta; PEX14B;;Peroxin 11B
Gen-ID	
SwissProt ID	O96011
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das vom humanen Peroxin 11B abgeleitet ist

Hintergrund


Ist an der Peroxisomenproliferation beteiligt. Kann die Peroxisomenteilung regulieren, indem es die Dynamin-verwandte

GTPase DNM1L an die Peroxisomenmembran rekrutiert.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der PEX11B-Expression im HT-29-Zellysat.