

Produktname: Nup107 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84821**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:2000
Molekulargewicht	106 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Nup107
Alternative Namen	NUP107; NUP84;;NUP107
Gen-ID	
SwissProt ID	P57740
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das vom menschlichen NUP107 abgeleitet ist

Hintergrund


Spielt eine Rolle beim Aufbau und/oder der Aufrechterhaltung des Kernporenkomplexes (NPC). Wird für den Einbau peripherer

Proteine in den NPC benötigt. Verankert möglicherweise NUP62 am NPC.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse der Nup107-Expression im 293-Zelllysate.