

Produktname: Phospho-eIF2A (Ser51) Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe84847**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Phosphoryliert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	0,5 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
Molekulargewicht	Calculated MW: 36 kDa; Observed MW: 36 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Phospho-eIF2A (Ser51)
Alternative Namen	EIF2S1; EIF2A; Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 1; Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha; eIF-2-alpha; eIF-2A; eIF-2alpha
Gen-ID	1965.0
SwissProt ID	P05198
Immunogen	Ein synthetisches Phosphopeptid, das den Resten um Ser51 des humanen EIF2S1 entspricht


Hintergrund

eIF2A ist ein Translationsinitiationsfaktor, der in den frühen Schritten der Proteinbiosynthese durch Bildung eines ternären Komplexes mit GTP und Initiator-tRNA wirkt. Dieser Komplex bindet an eine 40S-ribosomale Untereinheit, woraufhin mRNA bindet und einen 43S-Präinitiationskomplex bildet.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Phospho-eIF2A (Ser51) in Lysaten von K562-, C6-, 3T3- und HeLa-Zellen unter Verwendung eines Phospho-eIF2A (Ser51)-Antikörpers.