
Produktname: Desmocollin 3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe85154**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,ICC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,ICC 1:50-1:200
Molekulargewicht	Calculated MW: 100 kDa; Observed MW: 100 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Desmocollin 3
Alternative Namen	Cadherin family member 3; Desmocollin-4; HT-CP
Gen-ID	1825.0
SwissProt ID	Q14574
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen Desmocollins 3


Hintergrund

Bestandteil interzellulärer Desmosomenverbindungen.


Forschungsbereich

-

Bildaten



Western-Blot-Analyse von Desmocollin 3 in K562- und HeLa-Lysaten unter Verwendung eines Desmocollin-3-Antikörpers.



Immunocytochemische Analyse von Desmocollin 3 (grün) in HeLa unter Verwendung von Desmocollin 3-Antikörper und DAPI (blau).