

Produktname: Glycophorin C Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe85177**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,ICC,IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,ICC 1:50-1:200,IP 1:10-1:20
Molekulargewicht	Calculated MW: 14 kDa; Observed MW: 43 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Glycophorin C
Alternative Namen	GYPC; CD236; CD236R; GE; GPC; GYPD
Gen-ID	2995.0
SwissProt ID	P04921
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen Glycophorins C

Hintergrund


Dieses Protein ist ein untergeordnetes Sialoglycoprotein in menschlichen Erythrozytenmembranen. Die Blutgruppen-Gerbich-

Antigene und Rezeptoren für Plasmodium-falciparum-Merozoiten befinden sich höchstwahrscheinlich in der extrazellulären Domäne.


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Glycophorin C/GPC in K562-Lysaten unter Verwendung eines Glycophorin C/GPC-Antikörpers.



Immunzytochemische Analyse von Glycophorin C (grün) in K562 unter Verwendung eines Glycophorin C-Antikörpers und DAPI (blau).

