

---

**Produktname: Amyloid-Vorläuferprotein-Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe85234**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IHC,ICC
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	0,49 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC 1:50-1:200
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 87 kDa; Observed MW: 100 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	Amyloid Precursor Protein
<b>Alternative Namen</b>	APP; A4; AD1; Amyloid beta A4 protein; ABPP; APPI; APP; Alzheimer disease amyloid protein; Cerebral vascular amyloid peptide; CVAP; PreA4; Protease nexin-II; PN-II
<b>Gen-ID</b>	351.0
<b>SwissProt ID</b>	P05067
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid des humanen Amyloid-Vorläuferproteins


**Hintergrund**

APP ist ein Zelloberflächenrezeptor, der das Neuritenwachstum, die neuronale Adhäsion und die Axonogenese beeinflusst. Er wird durch Sekretasen gespalten, wodurch verschiedene Peptide entstehen, von denen einige an den Acetyltransferasekomplex Fe65/TIP60 binden und so die Transkriptionsaktivierung fördern.


## Forschungsbereich

Apoptose, Notch-Signalweg


## Bilddaten




Western-Blot-Analyse des Amyloid-Vorläuferproteins in Mausgehirnlysaten unter Verwendung eines Antikörpers gegen das Amyloid-Vorläuferprotein.



Western-Blot-Analyse des Amyloid-Vorläuferproteins in Rattenhirnlysaten unter Verwendung eines Antikörpers gegen das Amyloid-Vorläuferprotein.



Immunzytochemische Analyse des Amyloid-Vorläuferproteins (grün) in HeLa-Zellen unter Verwendung eines Antikörpers gegen das Amyloid-Vorläuferprotein und DAPI (blau).



Immunohistochemische Analyse von in Paraffin eingebettetem menschlichem Brustkrebsgewebe mittels Antikörper gegen das Amyloid-Vorläuferprotein. Zur Antigenrückgewinnung wurde Natriumcitrat (pH 6,0) unter hohem Druck und hoher Temperatur verwendet.