

---

**Produktname: Annexin VII Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe85289**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IHC,IP
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,IP 1:10-1:20
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 53 kDa; Observed MW: 51,47 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	Annexin VII
<b>Alternative Namen</b>	SNX; ANX7; SYNEXIN
<b>Gen-ID</b>	310.0
<b>SwissProt ID</b>	P20073
<b>Immunogen</b>	Rekombinantes Protein des humanen Annexin VII


**Hintergrund**

Calcium/Phospholipid-bindendes Protein, das die Membranfusion fördert und an der Exozytose beteiligt ist.


## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Annexin VII in K562-, Rattenhirn- und HeLa-Lysaten unter Verwendung eines Annexin-VII-Antikörpers.



Immunohistochemische Analyse von in Paraffin eingebetteten menschlichen Tonsillen unter Verwendung von Annexin VII-Antikörpern. Zur Antigenrückgewinnung wurde Natriumcitrat pH 6,0 unter hohem Druck und hoher Temperatur verwendet.