

**Produktname: Annexin VI Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe85290**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IHC,IP
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,IP 1:10-1:20
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 76 kDa; Observed MW: 70 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	Annexin VI
<b>Alternative Namen</b>	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II
<b>Gen-ID</b>	309.0
<b>SwissProt ID</b>	P08133
<b>Immunogen</b>	Rekombinantes Protein des humanen Annexin-6


**Hintergrund**

Kann mit CD21 interagieren. Kann die Freisetzung von Ca<sup>2+</sup> aus intrazellulären Speichern regulieren. Sonstiges: Scheint ein


Calciumion mit hoher Affinität zu binden.

## Forschungsbereich

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Annexin6 in 3T3- und C6-Lysaten unter Verwendung eines Annexin-VI-Antikörpers.



Immunohistochemische Analyse von in Paraffin eingebettetem menschlichem Kolonkarzinom unter Verwendung von Annexin VI-Antikörpern. Zur Antigenrückgewinnung wurde Natriumcitrat pH 6,0 unter hohem Druck und hoher Temperatur verwendet.