

**Produktname: BAG3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe85338**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 62 kDa; Observed MW: 80 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	BAG3
<b>Alternative Namen</b>	BAG3; BIS; BAG family molecular chaperone regulator 3; BAG-3; Bcl-2-associated athanogene 3; Bcl-2-binding protein Bis; Docking protein CAIR-1
<b>Gen-ID</b>	9531.0
<b>SwissProt ID</b>	O95817
<b>Immunogen</b>	Rekombinantes Protein des menschlichen Bag3


**Hintergrund**

Hemmt die Chaperonaktivität von HSP70/HSC70 durch Förderung der Substratfreisetzung. Besitzt antiapoptotische Aktivität.

## Forschungsbereich

Apoptose

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Bag3 in C6-, 3T3- und HeLa-Lysaten unter Verwendung des BAG3-Antikörpers.