

Produktname: CD276 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe85402**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,IP 1:10-1:20
Molekulargewicht	Calculated MW: 34 kDa; Observed MW: 90-110 kDa

Antigen-Informationen

Genname	CD276
Alternative Namen	B7h3; B7RP-2; AU016588; 6030411F23Rik
Gen-ID	102657.0
SwissProt ID	Q8VE98
Immunogen	Rekombinantes Protein der Maus CD276

Hintergrund


Es moduliert T-Zell-vermittelte Immunantworten und die Entwicklung akuter und chronischer Transplantatabstoßung. Es spielt

eine positive regulatorische Rolle bei der Knochenbildung und hat eine duale Funktion an der Schnittstelle zwischen Knochen und Immunsystem. Es induziert Antitumorimmunität durch Aktivierung sowohl der erworbenen als auch der angeborenen Immunität, was zu einer natürlichen Killerzell- und CD8-T-Zell-abhängigen Abtötung von Tumorzellen führt.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von CD276 in HepG2-Lysaten unter Verwendung eines CD276-Antikörpers.