

Produktname: COG6 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe85443**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
Molekulargewicht	Calculated MW: 73 kDa; Observed MW: 73 kDa

Antigen-Informationen

Genname	COG6
Alternative Namen	COD2; SHNS; CDG2L
Gen-ID	57511.0
SwissProt ID	Q9Y2V7
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des menschlichen COG6


Hintergrund

Erforderlich für die normale Funktion des Golgi-Apparats.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von COG6 in K562- und 3T3-Lysaten unter Verwendung eines COG6-Antikörpers.