

**Produktname: Hexokinase II Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe85647**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IHC,IP
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Ratte, Hamster
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	0,62 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,IP 1:10-1:20
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 102 kDa; Observed MW: 102 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	Hexokinase II
<b>Alternative Namen</b>	HKII; HXK2
<b>Gen-ID</b>	3099.0
<b>SwissProt ID</b>	P52789
<b>Immunogen</b>	Rekombinantes Protein der humanen Hexokinase II

**Hintergrund**


Sonstiges: Bei Wirbeltieren gibt es vier Haupt-Glucose-phosphorylierende Isoenzyme, die als Hexokinase I, II, III und IV

(Glucokinase) bezeichnet werden.


## Forschungsbereich

-


## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Hexokinase II in Ratten-Skelettmuskellysaten unter Verwendung eines Hexokinase-II-Antikörpers.



Western-Blot-Analyse von Hexokinase II in HeLa- und CHO-K1-Lysaten unter Verwendung eines Hexokinase-II-Antikörpers.



Immunohistochemische Analyse von in Paraffin eingebettetem menschlichem Brustkrebsgewebe mittels Hexokinase-II-Antikörper. Zur Antigenrückgewinnung wurde Natriumcitrat (pH 6,0) unter hohem Druck und hoher Temperatur verwendet.