

**Produktname: HLA-C Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe85658**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IP
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000,IP 1:10-1:20
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 41 kDa; Observed MW: 41 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	HLA C
<b>Alternative Namen</b>	MHC; HLAC; HLC-C; D6S204; PSORS1; HLA-JY3
<b>Gen-ID</b>	3107.0
<b>SwissProt ID</b>	P10321
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid des humanen HLA-C

**Hintergrund**


Antigenpräsentierendes Haupthistokompatibilitätskomplex-Klasse-I-Molekül (MHCI) mit einer wichtigen Rolle bei der

Reproduktion und der antiviralen Immunität.

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von HLAC in HeLa-, 293T-, Jurkat-, 3T3- und HepG2-Lysaten unter Verwendung eines HLA-C-Antikörpers.