

Produktname: HNF 4 alpha Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe85663**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC
Reaktivität	Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC 1:50-1:200
Molekulargewicht	Calculated MW: 53 kDa; Observed MW: 53 kDa

Antigen-Informationen

Genname	HNF 4 alpha
Alternative Namen	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha
Gen-ID	15378.0
SwissProt ID	P49698
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-HNF-4-alpha

Hintergrund


Transkriptionell kontrollierter Transkriptionsfaktor. Bindet an DNA-Sequenzen, die für die Transkription von Alpha-1-

Antitrypsin, Apolipoprotein CIII, Transthyretin und HNF1-alpha erforderlich sind. Möglicherweise essenziell für die Entwicklung von Leber, Niere und anderen Organen. Bindet Fettsäuren.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von HNF4alpha in Raw264.7-Lysaten unter Verwendung eines HNF 4 alpha-Antikörpers.