

**Produktname: MSRB3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe85804**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB
<b>Reaktivität</b>	Maus, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 21 kDa; Observed MW: 21 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	MSRB3
<b>Alternative Namen</b>	DFNB74
<b>Gen-ID</b>	253827.0
<b>SwissProt ID</b>	Q8IXL7
<b>Immunogen</b>	Rekombinantes Protein des humanen MSRB3

**Hintergrund**


Katalysiert die Reduktion von freiem und proteingebundenem Methioninsulfoxid zu Methionin. Isoform 2 ist für das

Hörvermögen essenziell.


## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von MSRB3 in 3T3-Lysaten unter Verwendung eines MSRB3-Antikörpers.



Western-Blot-Analyse von MSRB3 in C6-Lysaten unter Verwendung eines MSRB3-Antikörpers.