

**Produktname: ORP150 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe85887**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IHC
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW: 111 kDa; Observed MW: 150 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	ORP150
<b>Alternative Namen</b>	Grp170; HSP12A; Hyou1; Orp150
<b>Gen-ID</b>	10525.0
<b>SwissProt ID</b>	Q9Y4L1
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid des humanen ORP150

**Hintergrund**


Spielt eine zentrale Rolle bei zellschützenden Mechanismen, die durch Sauerstoffmangel ausgelöst werden. Könnte als

molekulares Chaperon fungieren und an der Proteinfaltung beteiligt sein.

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von ORP150 in 293T- und MCF-7-Lysaten unter Verwendung eines ORP150-Antikörpers.