

---

**Produktname: ARHGAP26 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe86178**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,5 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Molekulargewicht</b>	100 kD

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	ARHGAP26 GRAF; KIAA0621; OPHN1L; Rho GTPase-activating protein 26; GTPase regulator associated
<b>Alternative Namen</b>	with focal adhesion kinase; Oligophrenin-1-like protein; Rho-type GTPase-activating protein 26;ARHGAP26
<b>Gen-ID</b>	23092.0
<b>SwissProt ID</b>	Q9UNA1
<b>Immunogen</b>	KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das eine Sequenz innerhalb des humanen ARHGAP26 umfasst. Die genaue Sequenz ist firmeneigen.


## Hintergrund

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen ARHGAP26

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse der ARHGAP26-Expression in Gesamtzelllysaten von A549-Zellen (A) und Mausmuskelzellen (B). (Vorhergesagte Bandengröße: 92 kDa; beobachtete Bandengröße: 100 kDa)