

**Produktname: PHF8 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe86186**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB
<b>Reaktivität</b>	Menschlich
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,5 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Molekulargewicht</b>	140; 117 kD

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	PHF8
<b>Alternative Namen</b>	KIAA1111; ZNF422; Histone lysine demethylase PHF8; PHD finger protein 8;PHF8
<b>Gen-ID</b>	23133.0
<b>SwissProt ID</b>	Q9UPP1
<b>Immunogen</b>	KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das eine Sequenz innerhalb des humanen PHF8 umfasst. Die genaue Sequenz ist firmeneigen.


**Hintergrund**

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen PHF8

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse der PHF8-Expression in Gesamtzelllysaten von HEK293T (A), HepG2 (B) und K562 (C). (Vorhergesagte Bandengröße: 117; 113; 105; 106; 98 kDa; Beobachtete Bandengröße: 140; 117 kDa)