

---

**Produktname: SRD5A2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe86200**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,5 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Molekulargewicht</b>	28 kD

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	SRD5A2
<b>Alternative Namen</b>	3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase 2; 5 alpha-SR2; SR type 2; Steroid 5-alpha-reductase 2; S5AR 2; Type II 5-alpha reductase;SRD5A2
<b>Gen-ID</b>	6716.0
<b>SwissProt ID</b>	P31213
<b>Immunogen</b>	KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das eine Sequenz innerhalb des humanen SRD5A2 umfasst. Die genaue Sequenz ist firmeneigen.


## Hintergrund

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen SRD5A2

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse der SRD5A2-Expression in Rattenleber-Gesamtzelllysaten (A).  
(Vorhergesagte Bandengröße: 28 kDa; Beobachtete Bandengröße: 28 kDa)