

**Produktname: HuD/HuC Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe86259**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
<b>Reaktivität</b>	Mensch, Maus, Ratte
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	0,1 mg/ml. Die Konzentration dieses Produkts kann chargenabhängig sein.
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Geliefert in 50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein. Haltbar für 12 Monate ab Erhalt.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:2000,IHC 1:500-1:2000,ICC/IF 1:200-1:500,FC 1:200-1:500,IP 1:20-1:50
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW:40 kDa; Observed MW:40 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	HuD/HuC
<b>Alternative Namen</b>	Huc; mHuC; PLE21; 2600009P04Rik
<b>Gen-ID</b>	15571
<b>SwissProt ID</b>	Q60900
<b>Immunogen</b>	Rekombinantes Protein des humanen HuC

**Hintergrund**


Bindet an AU-reiche Sequenzen (AREs) von Ziel-mRNAs, einschließlich VEGF-mRNA. Bindet möglicherweise auch Poly-A-

Sequenzen über RRM 3. Könnte an der neuronalen Differenzierung und Aufrechterhaltung beteiligt sein.


## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Nachweis von HuD/HuC in Rattenhirnlysaten unter Verwendung eines HuD/HuC-Antikörpers (1:1000 verdünnt).



Immunfluoreszenzanalyse von Neuro-2a-Zellen, die HuD/HuC mit AMRe86259 markieren.