
Produktname: Pbx3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe86580**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Geliefert in 50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein. Haltbar für 12 Monate ab Erhalt.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:5000
Molekulargewicht	Calculated MW:47 kDa; Observed MW:47 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Pbx3
Alternative Namen	Pre-B-cell leukemia transcription factor 3
Gen-ID	5090
SwissProt ID	P40426
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen Pbx3


Hintergrund

Transkriptionsaktivator, der an die Sequenz 5'-ATCAATCAA-3' bindet.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Extrakten aus Mausgehirngewebe unter Verwendung des monoklonalen Kaninchenantikörpers Pbx3 in einer Verdünnung von 1:1000.