

Produktname: COUP TF1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe86581**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper |
| Host | Kaninchen |
| Anwendung | WB,IHC,ICC/IF,FC |
| Reaktivität | Mensch, Maus, Ratte |
| Konjugation | Unkonjugiert |
| Modifikation | Unverändert |
| Isotyp | IgG |
| Klonalität | Monoklonal |
| Form | Flüssig |
| Konzentration | - |
| Lagerung | Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden. |
| Versand | Eisbeutel |
| Puffer | Geliefert in 50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein. Haltbar für 12 Monate ab Erhalt. |
| Aufreinigung | Affinitätsreinigung |

Anwendung

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verdünnungsverhältnis | WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:100-1:200,FC 1:200-1:500 |
| Molekulargewicht | Calculated MW:46 kDa; Observed MW:46 kDa |

Antigen-Informationen

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Genname | COUP TF1 |
| Alternative Namen | EAR3; BBOAS; EAR-3; NR2F2; SVP44; BBSOAS; ERBAL3; TFCOUP1; COUP-TF1; TCFCOUP1 |
| Gen-ID | 7025 |
| SwissProt ID | P10589 |
| Immunogen | Ein synthetisches Peptid des humanen COUP TF1 |

Hintergrund


Das von diesem Gen kodierte Protein ist ein nukleärer Hormonrezeptor und Transkriptionsregulator. Es fungiert als

Homodimer und bindet an 5'-AGGTCA-3'-Wiederholungen. Defekte in diesem Gen verursachen das Bosch-Boonstra-Optikusatrophy-Syndrom (BBOAS). [bereitgestellt von RefSeq, April 2014]

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Extrakten aus HeLa-Zellen unter Verwendung des monoklonalen Kaninchen-Antikörpers COUP TF1 in einer Verdünnung von 1:1000.